

Pilar BrevisTM para Sobredentadura

Manual Técnico






BREVIS™

**1****REGISTRO DE LA RELACIÓN OCLUSAL**

Un registro de la relación oclusal de la dentadura antes de descubrir los implantes asegurará que el pilar o su capuchón no desplace la dentadura de forma inadecuada.

**2****DESCUBRA LOS IMPLANTES**


Deje al descubierto cada implante mediante una pequeña incisión crestal y utilice el instrumento removedor del tapón de cicatrización para facilitar la retirada del tapón de cicatrización negro.

**3****UTILICE EL MEDIDOR DEL HOMBRO DEL PILAR PARA DETERMINAR LA ALTURA DEL PILAR**

Utilice el medidor de profundidad del hombro del pilar para facilitar la selección de la altura del pilar.

**4****COLOQUE PINES DE GUÍA**

Coloque pines de guía en los implantes para determinar sus inclinaciones axiales.



Altere una combinación de pilares de 0° y/o 15° de angulación para conseguir el paralelismo. Los pilares Brevis™ están disponibles en alturas de 2,0 mm, 4,0 mm y 6,0 mm.



Coloque cera suave en la dentadura para servir de indicador de la presión con el objetivo de determinar la posición relativa de los pilares. Otra posibilidad consiste en marcar el extremo superior del pilar con un rotulador para indicar la posición de los pilares en la dentadura.



Coloque un capuchón Brevis™ en cada pilar de forma intraoral.



Rebaje la dentadura generosamente para acomodar los capuchones Brevis™. Coloque la dentadura sobre los capuchones para comprobar la existencia de espacio para éstos.



9 RETIRE LOS CAPUCHONES

Retire los capuchones BrevisTM y coloque un dique de goma cuadrado sobre los pilares para que sirva de delantal y evite que el acrílico se acople al pilar.

Asegúrese que el dique de goma proteja al pilar del acrílico colocándolo encima del hombro del pilar.



10 INYECTE VASELINETM

Inyecte VaselineTM bajo los delantales del dique de goma como precaución adicional para evitar que el acrílico se acople bajo los pilares durante la captura de los capuchones BrevisTM en el consultorio.



11 INYECTE ACRÍLICO

Inyecte acrílico fluido alrededor de los capuchones BrevisTM y en las porciones aliviadas de la dentadura existente.



12 ASEGURE EL CORRECTO ASENTAMIENTO

Coloque la dentadura en la boca e indique al paciente que **apriete de forma bilateral sobre bandas de algodón** para asegurar que el asentamiento de la dentadura sea uniforme.



13

PULA LOS RESTOS DE ACRÍLICO

Tras retirar el dique de goma, pula los restos de acrílico que hayan quedado alrededor de los capuchones Brevis™.



14

RADIOGRAFÍA

Radiografía de dos implantes Bicon y de pilares Brevis™. **Es fundamental que las sobredentaduras sean completamente mucosoportadas y sólo retenidas por el implante.** Si el acrílico es demasiado viscoso o sólo se ha colocado en la dentadura, se puede producir el desplazamiento del capuchón y como consecuencia una mala alineación del capuchón y excesivo desgaste de los o-rings de goma.

Observación: Si la dentadura se acopla inadvertidamente al pilar Brevis™, se recomienda golpearlo hacia afuera en lugar de intentar cortarlo.

Se puede hacer una ranura en la dentadura para facilitar la colocación de un instrumento asentador. O la dentadura se remueve del pilar o el pilar se remueve del implante.

► Claves para el éxito

- Utilice una férula de registro oclusal para evitar el desplazamiento involuntario de la dentadura durante la técnica de consultorio.
- Utilice el pilar Brevis™ de 15° para facilitar la consecución de paralelismo en los implantes que no son paralelos.
- La dentadura NO debe balancearse ni girar sobre los pilares o los capuchones.
- No realice ninguna impresión directa de los pilares de la sobredentadura.
- Utilice un dique de goma y Vaseline™ para evitar que la dentadura se acople debajo de las socavaduras de los pilares.
- Coloque el acrílico en una jeringuilla para mayor facilidad y control.
- Una mezcla de acrílico demasiado viscosa puede desplazar de forma inadecuada la orientación del capuchón Brevis™ sobre el pilar.
- Es de vital importancia que el paciente apriete de forma bilateral bandas de algodón para garantizar que los capuchones se asienten correctamente en la dentadura.
- Si la dentadura tiene demasiada capacidad de retención, alivie ligeramente el interior del lumen del o-ring con una fresa de punta redonda.
- Una causa común del desgaste acelerado del o-ring radica en un capuchón Brevis™ cuyo acrílico retentivo fue polimerizado sin haberlo alineado adecuadamente en el pilar.



1

REGISTRO DE LA RELACIÓN OCLUSAL


Un registro de la relación oclusal de la dentadura antes de descubrir los implantes asegurará que el pilar o su capuchón no desplace la dentadura de forma inadecuada.



2

DESCUBRA LOS IMPLANTES

Deje al descubierto cada implante mediante una pequeña incisión crestal y utilice el instrumento removedor del tapon de cicatrizacion para facilitar la retirada del tapón de cicatrización negro.



3

UTILICE EL MEDIDOR DEL HOMBRO DEL PILAR PARA DETERMINAR LA ALTURA DEL PILAR

Utilice el medidor de profundidad del hombro del pilar para facilitar la selección de la altura del pilar.




4

COLOQUE PINES DE GUÍA

Coloque pines de guía en los implantes para determinar sus inclinaciones axiales.

Técnica de Transferencia Indirecta




Altere una combinación de pilares de 0° y/o 15° de angulación para conseguir el paralelismo. Los pilares Brevis™ están disponibles en alturas de 2,0 mm, 4,0 mm y 6,0 mm.




Asiente los capuchones de impresión de plástico negro en los pilares Brevis™.



Realice la impresión utilizando los capuchones de impresión negros. **No realice una impresión directa de los pilares de titanio.**



Introduzca los dados de transferencia de metal en los capuchones de impresión antes de verter un modelo de yeso.



Cubra los cortes sesgados del modelo.



1 RETIRE LOS CAPUCHONES

Retire los o-ring de goma con ayuda de un instrumento desincrustador o de una sonda.



2 INTRODUZCA LA SONDA

Introduzca la sonda entre el o-ring y el capuchón y afloje el o-ring del capuchón.



3 APRIETE EL O-RING

Con pinzas de algodón, retuerza el o-ring hasta que adquiera la forma de un ocho e introdúzcalo en el capuchón.



4 COLOQUE EL O-RING

Coloque el o-ring completo en el surco de retención del interior del capuchón BrevisTM.



5 COLOQUE EL O-RING EN POSICIÓN

Si se ha introducido el o-ring completamente pero aún no está seguro en el labio de retención del capuchón, utilice una sonda para colocar el o-ring en su posición.

Mantenimiento del O-Ring de Goma

► Claves para el éxito

- Cada paciente mantiene e introduce su dentadura de manera diferente. Según el desgaste, el o-ring se debería cambiar de cada 6 a 24 meses.
- Los o-rings no se deben poner en remojo en soluciones con elevado contenido de alcohol. Algunas soluciones de limpieza pueden secar los o-ring de goma y hacer que pierdan capacidad de retención más rápido de lo normal.
- Un capuchón mal alineado provocará el desgaste excesivo del o-ring de goma.
- Si se observa un desgaste excesivo del o-ring, retire y vuelva a alinear el capuchón en la dentadura con el suficiente acrílico fluido inyectado en el capuchón y en la dentadura aliviada.


► Guía de Medición

El diseño del sistema de pilares Bicon es tal que la base hemisférica del pilar no se asienta en el cuello del implante. Por su diseño, una vez que el pilar se ha asentado completamente, queda un espacio debajo del poste del pilar. En una radiografía este espacio se ve como una radiolucidez.


Tenga en cuenta que el poste del pilar no se debe modificar. Cualquier alteración del poste del pilar o la utilización de un medio para cementar, afectará la fricción ejercida por el sellado cónico, lo que originará que el pilar tenga cada vez menos capacidad de retención.

El siguiente diagrama representa el asentamiento final de un pilar Brevis™, así como el método de medición de cada pilar.


Pilar Brevis™




La altura del pilar Brevis™ se mide desde la parte más alta del implante hasta el hombro del pilar Brevis™. Las alturas disponibles son 2,0; 4,0 ó 6,0mm. La altura total desde la parte más alta del implante hasta la parte más alta del pilar es aproximadamente 5,0; 7,0 ó 9,0mm respectivamente.



Coloque cera suave en la dentadura para determinar la posición relativa de los pilares.




Registre la posición de los pilares en la cera suave. Alternativamente, puede marcar el extremo superior de los pilares con un rotulador para indicar el registro antes de insertar la dentadura.




Marque la posición de los pilares en la dentadura.




Alieve la dentadura para acomodar los capuchones Brevis[™] y confirme la posición intra-oralmente.




Coloque un dique de goma sobre los pilares para que sirva de delantal.



Inyecte Vaseline[™] bajo los delanteros del dique de goma.




Coloque los capuchones Brevis™ en los pilares.




Inyecte suficiente acrílico fluido alrededor de los capuchones Brevis™ para evitar el desplazamiento de los capuchones durante la inserción de la dentadura.



Inyecte un poco de acrílico en los espacios de la dentadura.




Indique al paciente que apriete de forma bilateral sobre bandas de algodón mientras el acrílico se seca.




Pula los restos de acrílico que hayan quedado en la dentadura y remueva la cobertura palatina para dentaduras superiores.


BREVIS™




1

Coloque los capuchones de impresión negros en los pilares y tome la impresión.



2

Introduzca los dados de transferencia en los capuchones de impresión negros antes de verter el modelo de yeso.




3

Coloque los capuchones BrevisTM en los dados de transferencia y adicione yeso al modelo para bloquear el acrílico.


BREVISTM

► Pilar BrevisTM

La altura del pilar BrevisTM se mide desde la parte más alta del implante hasta el hombro del pilar BrevisTM. Las alturas disponibles son 2,0; 4,0 ó 6,0mm. La altura total desde la parte más alta del implante hasta la parte más alta del pilar es aproximadamente 5,0; 7,0 ó 9,0mm respectivamente.



Sistema de Pilares Brevis™

Pilares Brevis™*

Poste de 2,0mm

Descripción	Altura	Angulación	Poste	Número del Producto	0°	15°
2,0mm 0° Pilar Brevis, Poste de 2,0mm	2,0mm	0°	2,0mm	260-100-404		
2,0mm 15° Pilar Brevis, Poste de 2,0mm	2,0mm	15°	2,0mm	260-100-405		
4,0mm 0° Pilar Brevis, Poste de 2,0mm	4,0mm	0°	2,0mm	260-100-406		
4,0mm 15° Pilar Brevis, Poste de 2,0mm	4,0mm	15°	2,0mm	260-100-407		
6,0mm 0° Pilar Brevis, Poste de 2,0mm	6,0mm	0°	2,0mm	260-100-408		
6,0mm 15° Pilar Brevis, Poste de 2,0mm	6,0mm	15°	2,0mm	260-100-409		

Pilares Brevis™*

Poste de 3,0mm

Descripción	Altura	Angulación	Poste	Número del Producto	0°	15°
2,0mm 0° Pilar Brevis, Poste de 3,0mm	2,0mm	0°	3,0mm	260-300-434		
2,0mm 15° Pilar Brevis, Poste de 3,0mm	2,0mm	15°	3,0mm	260-300-435		
4,0mm 0° Pilar Brevis, Poste de 3,0mm	4,0mm	0°	3,0mm	260-300-436		
4,0mm 15° Pilar Brevis, Poste de 3,0mm	4,0mm	15°	3,0mm	260-300-437		
6,0mm 0° Pilar Brevis, Poste de 3,0mm	6,0mm	0°	3,0mm	260-300-438		
6,0mm 15° Pilar Brevis, Poste de 3,0mm	6,0mm	15°	3,0mm	260-300-439		

*Cada pilar es empaclado con un capuchón de titanio Brevis.

Componentes Restaurativos

Descripción	Número del Producto				
Kit Brevis para Consultorio	260-100-212				
		O-Ring de Goma	Capuchón Brevis		
Kit Brevis para Laboratorio sin Capuchón	260-100-218				
		Capuchón de Impresión	Dado de Transferencia		
Kit Brevis para Laboratorio	260-100-217				
		O-Ring de Goma	Capuchón Brevis	Capuchón de Impresión	Dado de Transferencia
O-Rings de Goma Brevis (10)	260-100-014				
		O-Ring de Goma			



biconTM
DENTAL IMPLANTS

Sede Mundial

501 Arborway

Boston, MA 02130 EEUU

tel: 800.88.BICON ♦ 617.524.4443

fax: 800.28.BICON ♦ 617.524.0096

web: www.bicon.com

e-mail: support@bicon.com

