

bicon[®]
DENTAL IMPLANTS


MONCONI UNIVERSALI



Dal 1985 » Semplice. Predicibile. Vantaggioso.

GUIDA ALLA SCELTA DEI MONCONI UNIVERSALI

MONCONI UNIVERSALI




★ Indica i monconi più utilizzati nelle restaurazioni comuni.

COMPONENTI PER MONCONI UNIVERSALI



Scegliere i componenti protesici adeguati e corrispondenti all'etichetta posta sulla testa di ogni moncone.



SERIE	PROFILO DELL'EMISFERO		
	CORTO	STANDARD	LUNGO
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	



I monconi Universali Bicon di 0 e 15 sono individualmente etichettati indicando la loro serie e il loro profilo



I monconi universali Bicon sono disponibili nelle librerie digitali per essere utilizzati nei principali sistemi CAD/CAM



I monconi universali Bicon sono ideali per tutte le riabilitazioni protesiche incluse le Integrated Abutment Crown™ (IAC®) e le restaurazioni in TRINIA™



I monconi universali Bicon sono disegnati con tre differenti profili per mantenere integra la base emisferica



I monconi universali Bicon hanno la caratteristica di avere le cuffie protesiche coordinate e colorate per la presa dell'impronta e per la realizzazione dei provvisori



I monconi universali Bicon hanno una nuova cappetta di guarigione in PEEK al fine di conservare il profilo di emergenza adeguato e fornire un maggior confort al paziente.



I monconi universali Bicon hanno la caratteristica di avere una colorazione coordinata per la selezione delle cuffie di impronta e i relativi analoghi da gesso





Scegliere i componenti protesici adeguati e corrispondenti all'etichetta posta sulla testa di ogni moncone.