


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ



С 1985 » Просто. Предсказуемо. Выгодно.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ



Универсальные абатменты Viscon 0° и 15° индивидуально маркированы с указанием их серии и профиля



Универсальные абатменты Viscon доступны в цифровой библиотеке ведущих CAD/CAM систем.



Универсальные абатменты Viscon идеально подходят для всех видов реставраций, в том числе для изготовления интегрированных коронок™ (IACs) и реставраций на каркасах из материала TRINIA™



Универсальные абатменты Viscon разработаны с тремя профилями, для сохранения целостности сферического основания.




Система универсальных абатментов Viscon отличается цветовой кодировкой колпачков для снятия слепка и изготовления временных конструкций.



Система универсальных абатментов Viscon включает колпачки из PEEK, формирующие десневой контур и обеспечивающие комфорт пациента.




Система универсальных абатментов Viscon отличается цветовой кодировкой аналогов абатмента (скан-боди), цветовая кодировка слепочных колпачков помогает выбрать правильный аналог.



КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ АБАТМЕНТОВ



Выберите подходящие ортопедические компоненты, соответствующие маркировке на верхней части абатмента.



СЕРИЯ	ПРОФИЛЬ		
	НИЗКИЙ	СТАНДАРТНЫЙ	ВЫСОКИЙ
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	



Выберите подходящие ортопедические компоненты, соответствующие маркировке на верхней части абатмента